



Air-Stirrup® Leg brace

Optimal anvendelse

Lægskinnen kan bestilles alene eller med et valgbart anteriort panel til yderligere beskyttelse af tibia. Den giver funktionel behandling af stressfrakturer og stabile frakturer af underbenet og er med anatomisk designede skaller, foret med det patenterede Duplex™ luftcellesystem. Der medfølger en sok til hver skinne.

Fordele og egenskaber

- Anatomisk designede skaller, foret med Duplex™ luftcellesystem
- Kan bestilles alene eller med valgfri anteriort panel til yderligere beskyttelse af tibia

Bestillingsinformationer

Air-Stirrup® Leg brace			
Varenummer			
Venstre	Højre	Højde	Størrelse
03CL	03CR	33 cm	Small
03DL	03DR	33 cm	Small w anteriort panel
03AL	03AR	39,5 cm	Standard
03BL	03BR	39,5 cm	Standard w anteriort panel