



FusioLight

Optimal anvendelse

DonJoy FusioLight ankelbøjle er et nyt design, beregnet til såvel at støtte og stabilisere anklen som give kompression. Hjælper skadede eller svækkede ankler til at genvinde deres fulde potentiale. Den lette og åbne struktur kombineret med beskyttende skum- og silikonepuder og den eksklusive Thermo-Tex™-behandling giver optimal støtte og komfort til patienten. Indikationer: • Milde til moderate forstrækninger/forstuvninger af anklen (Grad I og II). • Kronisk ankelinstabilitet. • Posttraumer og rehabilitering.

Fordele og egenskaber

- Anatomisk formede stive skaller: Tilpasser sig efter patientens anatomi. Yder støtte og stabilitet. Forebygger inversion/eversion. Skaller og fór beskytter ankelledet mod laterale slaggåvirkninger
- Eksklusiv Thermo-Tex™-behandling: Fugtabsorberende, åndbar, antibakteriel, lugthæmmende.
- Nyt design: Skallernes åbne design gør hele strukturen lettere uden at gå på kompromis med den støttende funktion.
- Skum- og silikonefor: Skallerne er foret med beskyttende skumpuder for komfortabel kompression. Skumpudernes indbyggede silikoneindlæg reducerer trykket på malleoli.
- Kompressionsstropper: Til regulering af kompressionsniveauet så det passer til de individuelle behov. Remmene trækkes ind gennem åbningerne i skallen for et fastere hold.
- Justerbar fodstrop: For optimal pasform.

Bestillingsinformationer



FusioLight			
Varenummer	Størrelse	Patienthøjde	Skinnehøjde
82-0011-1	S	Barn	17cm
82-0011-2	M	<165 cm	23cm
82-0011-3	L	>165 cm	25,5cm