



## Stabilized Ankle Support

### Optimal anvendelse

Lavprofil design konstrueret med strækfri ballistisk nylon for komfort, ydeevne og holdbarhed. ace-up design og figur, der kan beskæres, 8 stropper låser calcaneus på plads og kontrollerer inversion/eversion. En elastisk strop i den fulde omkreds fastgør alle stropper og leverer superior tibia-/fibula-kompression og stabilitet. Aftagelige mediale/laterale stivere giver forbedret proprioception og stabilitet. Passer nemt i både sports- og almindelige sko. Universal form der passer til både højre og venstre.

### Bestillingsinformationer



Stabilized Ankle Support		
Varenummer	Hælmål med strømpe	Størrelse
79-81352	25 – 28 cm	XS
79-81353	28 – 30,5 cm	S
79-81355	30,5 – 33 cm	M
79-81357	33 – 36 cm	L
79-81358	36 – 38 cm	XL
79-81359	38 – 41 cm	XXL
79-81359-10	41 – 43 cm	XXXL