



Achilloforce™ AIR


Optimal anvendelse

Strikket fodledsbandage med to forbundne luftpuder under svangen og bag hælen, som giver en pulserende kompression ved hvert skridt og på den måde øger blodcirkulationen og reducerer hævelse og smerte. Luftpuden under foden giver en aflastende effekt ved plantar fasciitis.

Indikationer: • Kronisk inflammation eller inflammation i forbindelse med skade på hælsevenen • Achilles tendonitis • Plantar fasciitis.

Fordele og egenskaber

- Forbundne luftceller (samme som Airheel)
- Luftcellerne giver en masserende effekt på hælsevenen
- Anatomisk udformet bandage for optimal pasform og kompression
- Hypoallergenisk åndbart materiale
- Universel model (passer til både højre og venstre)



Bestillingsinformationer



Achilloforce™ AIR		
Varenummer	Anklens omkreds	Størrelse
82-0252-1	17–19 cm	XS
82-0252-2	19–21 cm	S
82-0252-3	21–23 cm	M
82-0252-4	23–25 cm	L
82-0252-5	25–27 cm	XL
82-0252-6	27–29 cm	XXL