



Podalux II

Optimal anvendelse

Podalux II er beskyttende fodtøj, designet til en række forskellige post-op og post-trauma fod- og tå-anvendelsesområder, især efter Hallux-Valgus, og som fastholder fod, tæer og forfod i lindsats og stiver yder forøget støtten den korrekte position under genoptræning. Podalux II har en bred, robust skridsikker sål for ekstra stabilitet og er med en aftagelig stiv fodplade for ekstra fasthed og svangstøtte. Den er foret med åndbar, mikronet-stof for patientkomfort og har to velcrostropper for nem anvendelse og justering.

Fordele og egenskaber

- Passer til venstre eller højre fod
- Aftagelig stiv fodplade
- Foret med åndbart mikronet-stof
- To velcrostropper for nem anvendelse

Bestillingsinformationer

Podalux II		
Varenummer	Skostørrelse	Størrelse
82-0042-1	35 – 36	S
82-0042-2	37 – 38	M
82-0042-3	39 – 40	L
82-0042-4	41 – 42	XL
82-0042-5	43 – 45	XXL
82-0042-6	>45	XXXL

