



Exos FORM™ II




Optimal anvendelse

Exos™ forandrer støttefunktioner til rygsøjlen. Exos™ Spine Brace er designet med Exos™ termoformbare teknologi og Boa® teknologiens avancerede lukkesystem og kombinerer dermed enestående dekompression og støtte med muligheden for hurtig og nem brugertilpasning. Slutresultatet er en skinne til rygsøjlen, der vil betyde en stor forandring af den patientkomfort og -tilfredshed, du kan levere.

Fordelte og egenskaber

- V-STX™-materiale: Det anvendte patenterede, termoformbare materiale med posteriore, anteriore og lordotiske indlæg giver ægte mulighed for brugertilpasning og en ideel patientpasform.
- ComfortCORE™-skum: Passer til den enkelte patients unikke kropsform, tilpasser sig øjeblikkelig efter de individuelle bevægelser og giver forbedret patientkomfort.
- Diamond2 Grid™: Unik designet konstruktion, så patienterne får en mere holdbar og slidstærk skinne.
- Boa®-teknologi: Uafhængig superior og inferior kompression som følger af et innovativt lukkesystem.
- Justerbare bæltevinger: Modificerbart bælte der tilpasser sig efter patientens individuelle kropsform og giver en optimal pasform.
- Modulært design: Step-up / Step-down-design der gør det muligt kun at benytte en enkelt skinne under rehabilitering og rekonvalescens.
- Semiuniverselle størrelser: Aftagelig periferitape gør det muligt at tilpasse størrelsen præcist til patienten.

Bestillingsinformationer



Exos FORM™ II Spine Bracing System		
Varenummer	Beskrivelse	Størrelse
300621-40	Exos FORM™ II 621	S/M
300621-60	Exos FORM™ II 621	L/XL
300626-40	Exos FORM™ II 626	S/M
300626-60	Exos FORM™ II 626	L/XL
300627-40	Exos FORM™ II 627	S/M
300627-60	Exos FORM™ II 627	L/XL
300631-40	Exos FORM™ II 631	S/M
300631-60	Exos FORM™ II 631	L/XL
300637-40	Exos FORM™ II 637	S/M
300637-60	Exos FORM™ II 637	L/XL