

DonJoy IsoFORM™ LSO IsoFORM™ LSO+



Optimal anvendelse

IsoFORM™ – LSO. Kropsstabilitet med bevægelsesbegrænsning og hjælp til smertelindring.

IsoFORM™ – LSO+. Tilsvarende design som LSO-varianten, men med to laterale forlængere for at medvirke til at reducere lateral bevægelse.

Indikationer: Akutte og kroniske lændesmerter, forstrækninger og belastninger af lænden, osteoporose, spondylolistese.

Fordelte og egenskaber

IsoFORM™ – LSO

- Begrænset lumbal fleksion og ekstension medvirker til begrænsning af bevægelser
- Måltrettet kompression er med til at støtte udmattede muskler der kramper og giver smerter
- Behagelig design for komfortabelt længerevarende brug
- Nem at tage af og på
- Bidrager til at give overlegen sagittal kontrol og støtte fra T9 til S1
- Behagelig pasform til livvidder fra 71 til 122 cm og op til 168 cm

IsoFORM™ – LSO+

- Bidrager til at give højere grad af rygstøtte og lindring
- Bidrager til at give overlegen sagittal og coronal kontrol og støtte fra T9 til S1

Bestillingsinformationer



DonJoy IsoFORM™ LSO / IsoFORM™ LSO+		
Varenummer	Beskrivelse	Størrelse
11-1695-2	IsoFORM™ LSO	S/M
11-1695-4	IsoFORM™ LSO	L/XL
11-1696-2	IsoFORM™ LSO+	S/M
11-1696-4	IsoFORM™ LSO+	L/XL