



Powerstrap Lumbar Belt

Optimal anvendelse

En ryggortose til smerter i den nederste del af ryggen og til understøtning af lændområdet. Det stærke, men samtidig fleksible materiale er designet til den aktive patient med akutte eller kroniske smerter i den nederste del af ryggen.

Bestillingsinformationer



Powerstrap Lumbar Belt		
Varenummer	Taljemål	Størrelse
82-0239-1	56 – 68 cm	XS
82-0239-2	68 – 82 cm	S
82-0239-3	82 – 98 cm	M
82-0239-4	98 – 116 cm	L
82-0239-5	116 – 136 cm	XL