



Abdostrap II

Optimal anvendelse

Abdominal støtte ved forbigående abdominal svaghed; postpartum; postoperativ for abdominale procedurer. **Patientprofil:** • Stillesiddende
• Postoperativ, tilbagevenden til aktivitet.

Fordele og egenskaber

- Stærkt elastisk kompressionsmateriale til øget støtte af abdominalområdet
- 2 fleksible dorsale stivere for stabilisering af sacrolumbalområdet
- 2 fleksible abdominale stivere for øget abdominal støtte
- Materialet til frontstykket kan tilpasses (uden at trevle)
- Valgbart tilbehør: Aftagelig abdominal strop til forstærkning af abdominale hold
- Dorsal højde: 18, 25 og 32 cm

Bestillingsinformationer



Abdostrap II				
Varenummer			Taljemål	Størrelse
18 cm	25 cm	32 cm		
82-0256-1	82-0257-1	82-0258-1	68 – 82 cm	S
82-0256-2	82-0257-2	82-0258-2	82 – 98 cm	M
82-0256-3	82-0257-3	82-0258-3	98 – 116 cm	L
82-0256-4	82-0257-4	82-0258-4	116 – 136 cm	XL
82-0256-5	82-0257-5	82-0258-5	136 – 156 cm	XXL