



## Osteostrap


### Optimal anvendelse

DonJoy® Osteostrap er forsynet med justerbar rygstøtte der giver aktiv lindring og postural korrektion af rygsøjlethoraxregion. Dens todeltede modulopbyggede design består af et lændebælte og en semi-rigid lodret stiver. Benyttes de sammen, kan de i kraft af en række justerbare funktioner fremme en korrekt postural alignment af skulderen og samtidig bidrage til at give støtte til ryggen.

### Fordele og egenskaber

- De krydsede skulderstropper kan strammes mere eller mindre for at trække skuldrene tilbage og rette ryggen og dermed medvirke til korrektion af kyfose
- Den halvstive dorsale aluminiumramme kan formes så den passer til den individuelle rygkurve, og dermed give støtte og aktiv lindring til rygsøjlethoraxregion
- Det justerbare lændebælte giver støtte til rygsøjlen ved hjælp af tilgængelige fingerlommer og reguleringsspænder

### Bestillingsinformationer



Osteostrap – Komplet sæt (Dorsal stiver og lændebælte)			
Varenummer	Taljemål	Ryggens længde C7 – S1	Størrelse
82-0049-S1	68 – 82 cm	43 – 49 cm	S1
82-0049-M1	82 – 98 cm	43 – 49 cm	M1
82-0049-M2	82 – 98 cm	50 – 57 cm	M2
82-0049-L2	98 – 116 cm	50 – 57 cm	L2
82-0049-L3	98 – 116 cm	58 – 67 cm	L3

Dorsal stiver			
Varenummer	Dorsal højde	Ryggens længde C7 – S1	Størrelse
82-0049-1	43 cm	43 – 49 cm	1
82-0049-2	50 cm	50 – 57 cm	2
82-0049-3	58 cm	58 – 67 cm	3

Lændebælte		
Varenummer	Taljemål	Størrelse
82-0049-XS	56 – 68 cm	XS
82-0049-S	68 – 82 cm	S
82-0049-M	82 – 98 cm	M
82-0049-L	98 – 116 cm	L
82-0049-XL	116 – 130 cm	XL