



LumboForce® 5

Optimal anvendelse

- Alvorlig iskias • Alvorligt lumbalt radiculært syndrom • Spondylolistese
- Alvorlig lumbal deformitet • Prolapsede diskusser • Spinalstenose
- Stabile vertebrale frakturer • Spinal fusion • Enestående grad af støtte og kompression med optimal immobilisering

Fordele og egenskaber

- Udskiftelig stiv H-ramme for yderligere beskyttelse • Forebygger torsion, fleksion, ekstension • Beskytter ryggraden fra hofter til ribben
- Faste dorsale stivere med aluminiumkerne • Stiverne kan formes, så de følger lordoser for yderligere stabilitet • Dobbelte bilaterale stropper for justerbar øvre og nedre kompression • Fås i 2 højder: 26 cm dorsal/16 cm abdominal, 32 cm dorsal/19 cm abdominal

Bestillingsinformationer



LumboForce® 5			
Varenr. 26 cm	Varenr. 32 cm	Taljemål	Størrelse
82-0223-1	-	65-75 cm	XS
82-0223-2	-	75-85 cm	S
82-0223-3	82-0224-3	85-95 cm	M
82-0223-4	82-0224-4	95-105 cm	L
82-0223-5	82-0224-5	105-115 cm	XL
82-0223-6	82-0224-6	115-125 cm	XXL
-	82-0224-7	125-135 cm	XXXL