



## Hip Abduction Pillows

### Optimal anvendelse

Designet til brug efter hoftekirurgi når der er behov for immobilisering eller postoperativ fiksering. Ren skumkonstruktion for maksimal støtte. Bløde laminatstropper i skum med kontaktlukning holder puderne på plads og gør det nemt at justere. Universalt design med mulighed for stor variation i patientstørrelse. 79-90180 justeres ved hjælp af 10 cm blokke til afrivning i begge ender af puden. Sælges enkeltvis, produktet leveres komprimeret.

### Bestillingsinformationer

Hip Abduction Pillows					
Varenr.	Beskrivelse	Bredde – bund	Bredde – top	Længde	Størrelse
79-90173	Hip Abduction Pillows	30 cm	15 cm	46 cm	S
79-90175	Hip Abduction Pillows	38 cm	15 cm	58 cm	M
79-90177	Hip Abduction Pillows	46 cm	15 cm	66 cm	L
79-90180	Hip Abduction Pillows	16,5 cm	7,5 cm	Min 48 cm Max 69 cm	Universal
79-90190	Foam Wedge med skumstropper med kontaktlukning og aftageligt vaskbart flanneforet betræk	46 cm	15 cm	46 cm	Universal