



X-Act™ ROM Lite

Optimal anvendelse

Den slanke X-Act ROM Lite er den optimale løsning til postoperativ støttefunktion til knæ. Den lette og brugervenlige skinne er udstyret med det slidstærke X-Act ROM-hængslet, er beklædt med skum hele vejen rundt og har et stropsystem, som gør den nem at justere. De forenkede teleskopskinner passer til et bredt udsnit af patienter og kan konturtilpasses efter patientens ben for at give varus/valgus-støtte.

Til immobilisering og beskyttet grad af bevægelighed i forbindelse med posttraumatisk behandling, ACL-, PCL-, LCL- og MCL-operationer, patella-sporing og genopbygning af menisk eller led.

Bestillingsinformationer

X-Act™ ROM Lite	
Varenummer	Beskrivelse
11-2161-9	X-Act ROM Lite
25-8953	Strap Kit