



EpiForce™


Optimal anvendelse

Albueortose med epikondylært silikoneindlæg for støtte og aflastning af muskelfæste. **Indikationer:** Epikondylitis (tennisalbue), inflammation i albueled, mild artrose.

Fordele og egenskaber

- Silikoneindlæg for aflastning af muskelfæste
- Elastisk rem for yderligere kompression og aflastning
- Ventilerende og allergitestet materiale
- Universel model, som passer til både højre og venstre

Bestillingsinformationer



EpiForce™		
Varenummer	Albuens omkreds	Størrelse
82-0253-1	19 – 22cm	XS
82-0253-2	22 – 25cm	S
82-0253-3	25 – 28cm	M
82-0253-4	28 – 31cm	L
82-0253-5	31 – 34cm	XL
82-0253-6	34 – 37cm	XXL