

**DONJOY®**

## DONJOY FUSIOLIGHT® II



### **INDICATIES:**

- Actue fase van milde tot matige enkel verstuikingen (graad I en II)
- Chronische instabiliteit

### **KENMERKEN:**

- De pads van schuimplastiek en silicone verminderen de druk op de pijnlijke plekken
- De semi-rigide schelpen stabiliseren de enkel en voorkomen inversie/eversie
- De antibacteriële behandeling met Thermo-Tex™ verwijdert vocht en voorkomt geurtjes
- Gewicht minder dan 230 g
- Hoogte van de schelpen: 17 cm (pediatrisch-S), 23 cm (M), 25.5 cm (L)
- Kan zowel links als rechts gedragen worden
- Beschikbaar in 3 maten (van pediatrisch- van S tot en met L)

MAAT	PATIËNT HOOGTE	ARTIKELCODE	GTIN CODE
S	≤ 1,50 m	82-0052-1	0190446755180
M	1,50 m < x ≤ 1,65 m	82-0052-2	0190446764434
L	> 1,65 m	82-0052-3	0190446764441

Ontworpen met PBO Design