

**DONJOY®**

Lumbostrap 35  
Dorsostrap 55

SUJECIÓN Y CONFORT EXQUISITOS



**enovis™**



***DONJOY®***

## SUJECCIÓN Y CONFORT EXQUISITOS

A veces conseguir la estabilidad efectiva sacrifica la máxima comodidad. Con las nuevas ortesis de columna DonJoy Lumbostrap 35 y DonJoy Dorsostrap 55, ambas están aseguradas. Los materiales de alta calidad y la constitución semirrígida ayudan a proporcionar nuevos niveles de comodidad para los pacientes que requieren sujeción y estabilidad para la zona lumbar de la espalda.





# DonJoy Lumbostrap 35

Ortesis lumbar semirrígida de 35 cm de altura, para sujeción, estabilización y alivio del dolor de la columna vertebral desde D10 hasta S1.

## INDICACIONES

- Resultados de colapso vertebral (indicación más común), que requiere un uso muy prolongado (hasta 12 meses)
- Resultados de las fracturas vertebrales del tracto dorso-lumbar inferior
- Período postoperatorio
- Lumbalgia
- Lumbalgia ciática y cruralgia lumbar
- Espondiloartrosis y discopatías lumbares
- Ligeras contracturas de la columna lumbosacra y contracturas lumbares paravertebrales
- Tratamiento de fractura de apófisis transversas
- Escoliosis lumbar degenerativa
- Espondilosis con o sin listesis vertebral

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Cuatro varillas dorsales preformadas semirrígidas ayudan a proporcionar una óptima sujeción
- Dos de los soportes se pueden reemplazar por unos más rígidos para mayor estabilidad
- Las cinchas ajustables proporcionan compresión individualizada
- Contorneado anatómico para mayor comodidad
- Materiales ligeros, transpirables y resistentes a los olores



## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

ALTURA DE LA ORTESIS: 35CM

REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA	TALLA
82-0055-1	56 - 68 cm (22 - 26 ½")	XS
82-0055-2	68 - 82 cm (26 ½ - 32 ¼")	S
82-0055-3	82 - 98 cm (32 ¼ - 38 ½")	M
82-0055-4	98 - 116 cm (38 ½ - 45 ½")	L
82-0055-5	116 - 136 cm (45 ½ - 53 ½")	XL
82-0055-6	136 - 156 cm (53 ½ - 61 ¼")	XXL





# DonJoy Dorsostrap 55

Ortesis dorso-lumbar semirrígida con tirantes de 55 cm de altura. Para soporte, estabilización y alivio del dolor de la columna dorso-lumbar desde D4 hasta S1.



## INDICACIONES

- Secuelas de fracturas vertebrales del tracto dorso-lumbar
- Colapsos vertebrales dorsales de base osteoporótica o metastásica (indicación más común), que requieren un uso muy prolongado (hasta 12 meses)
- Período postoperatorio
- Osteoporosis
- Osteomalacia
- Cifosis dorsal
- Osteólisis
- Cifosis con dolor de espalda crónico
- Insuficiencia muscular

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Tirantes invertidos para ayudar a mejorar la postura cifótica

- Cuatro barillas dorsales preformadas semirrígidas ayudan a proporcionar un respaldo ajustable mejorado
- Dos de los soportes se pueden reemplazar por otros más rígidos para mayor estabilidad
- Las cinchas ajustables proporcionan compresión individual
- Contorneado anatómico para mayor comodidad
- Materiales ligeros, transpirables y resistentes a los olores



## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

ALTURA DE LA ORTESIS: 55cm

REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA	TALLA
82-0056-1	56 - 68 cm (22 - 26 1/2")	XS
82-0056-2	68 - 82 cm (26 1/2 - 32 1/4")	S
82-0056-3	82 - 98 cm (32 1/4 - 38 1/2")	M
82-0056-4	98 - 116 cm (38 1/2 - 45 1/2")	L
82-0056-5	116 - 136 cm (45 1/2 - 53 1/2")	XL
82-0056-6	136 - 156 cm (53 1/2 - 61 1/4")	XXL

# DONJOY®

## Asia Pacific

1905, Tower 2, Grand Central Plaza  
Shatin  
HONG KONG  
**T:** 852 31051415  
**E:** marketing.ap@enovis.com

## Australia – New Zealand

PO Box 6057  
Frenchs Forest DC  
NSW 2086  
AUSTRALIA  
**T:** 1300 66 77 30  
**E:** customerservice.au@enovis.com

## Benelux

Kleinhoefstraat 5, bus 39  
Geel 2440  
BELGIUM  
**T:** +32 (0)14 248090  
**E:** orders.bx@enovis.com

## Canada

6485 Kennedy Rd  
Mississauga  
Ontario, L5T2W4  
CANADA  
**T:** 1-866-866-5031  
**E:** canada.orders@enovis.com

## China

A312 SOHO ZhongShan Plaza  
1055 W. ZhongShan Rd  
Shanghai, 200051  
CHINA  
**T:** (8621) 6031 9989  
**E:** shujun.tang@enovis.com

## France

3 rue de Bethar  
Centre Européen de Frêt  
64990 Mouguerre  
FRANCE  
**T:** +33 (0)5 59 52 86 90  
**E:** sce.cial@enovis.com

## Germany

Bötzingen Straße 90  
79111 Freiburg  
GERMANY  
**T:** +49 (0) 180 1 676 333  
**E:** kundenservice@enovis.com

## Italy

Via Leonardo da Vinci 97  
Trezzano sul Naviglio  
Milan 20090  
ITALY  
**T:** +39 02 835 98001  
**E:** vendite@enovis.com

## Nordic

Murmansgatan 126  
212 25 Malmö  
SWEDEN  
**T:** +46 40 39 40 00  
**E:** info.nordic@enovis.com

## South Africa

Unit 6, 2 on London, 2 London Circle  
BrackenGate Business Park  
Brackenfell, 7560  
SOUTH AFRICA  
**T:** +27 (0) 21 276 2968  
**E:** info.southafrica@enovis.com

## Spain

Av.Cornella 144. 1-4  
08950 Esplugues de Llobregat  
Barcelona  
SPAIN  
**T:** +34 93 480 32 02  
**E:** ventas@enovis.com

## UK & Ireland

1a Guildford Business Park  
Guildford, Surrey  
GU2 8XG  
UK  
**T:** +44 (0)1483 459 659  
**E:** ukorders@enovis.com

## USA

2900 Lake Vista Drive  
Lewisville  
TX 75067  
U.S.A.  
**T:** 760 727 1280  
**E:** customercare@enovis.com

**enovis™**

*Creating Better Together™*

**enovis.es**

Av.Cornella 144. 1-4, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, SPAIN  
**T:** +34 93 480 32 02 **E:** ventas@enovis.com

Los resultados individuales pueden variar. Ni Enovis, DJO, LLC ni ninguna de sus subsidiarias brinda asesoramiento médico. El contenido de este documento no constituye un consejo profesional médico, legal o de cualquier otro tipo. Más bien, consulte a su profesional de la salud para obtener información sobre los cursos de tratamiento, si corresponde, que puedan ser apropiados para usted.