



DigiForm+™

Optimal anvendelse

- Fingerortose med aftagelig håndfladeskinne til immobilisering af 3-4 fingre
- Alle indikationer der kræver immobilisering af tre eller fire fingre
- Forstrækninger, sublukationer, forvridninger og frakturer
- Præ- og postoperativ immobilisering af håndleddet

Fordele og egenskaber

- Let at anvende takket være 4 justerbare stropper og "Stop Strap"-system
- Passer både til højre og venstre hånd
- Letvægtsdesign med lav profil
- Den flytbare håndfladeskinne i aluminium giver individuelt tilpasset støtte
- De aftagelige modulkomponenter gør det let at vaske ortosen
- Beskyttende "hætter" til fingerspidserne
- Ortosen kan tilpasses kombinationer af tre fingre eller alle fire fingre
- Åndbart 3D-materiale
- Fås i fem størrelser

Bestillingsinformation



DigiForm+™		
Varenummer	Håndledsomkreds	Størrelse
82-96210	11 – 14 cm	Pediatric/XS
82-96212	14 – 16 cm	S
82-96213	16 – 19 cm	M
82-96214	19 – 21 cm	L
82-96215	21 – 24 cm	XL