



## ActyToe™

### Optimal anvendelse

Hængslet skinne der medvirker til smertelindring og korrektion af knyster, til brug ved daglige aktiviteter, under hvile og om natten. **Indikationer:**

- Smertelindring hos patienter med symptomatisk hallux valgus (knyst)
- Mild eller moderat fejlstilling af storetåen • Opretholdelse af korrekt stilling efter operation af hallux valgus (knyst).

### Fordele og egenskaber

- Praktisk, smalt design - der ikke fylder meget
- Låseklemme til splintimmobilisering (0° og 30° dorsal og plantar fleksion)
- Pude i memoryskum
- Justerbar korrektionsvinkel (0° og 10°)
- Tynde og bløde justerbare stropper
- Anatomisk formet skinne
- Åndbare letvægtsmaterialer
- Til brug såvel dag som nat
- Egnet til gåture
- Fås i 3 størrelser (S, M, L)
- Til venstre og højre fod
- Kan benyttes sammen med rummeligt fodtøj
- Latexfri

### Bestillingsinformationer

ActyToe™		
Varenummer	Skostørrelse	Størrelse
82-04S	< 36	S
82-04M	35-42	M
82-04L	41-46	L