



Conforstrap 21cm & 26 cm

Optimal anvendelse

Moderat lumbal kompressionstøtte ved kronisk lændesmerte.

Patientprofil: • Stillesiddende • Dagligdags aktiviteter.

Fordele og egenskaber

- Strikket elastisk stof for anatomisk pasform og optimal komfort
- 4 præformede dorsale stivere og 2 fleksible abdominale stivere
- Aftagelig varm/kold pakke til smertelindring via cryo/thermoterapi
- Frontlukning med håndløgner, så den er nem at tage på

Bestillingsinformationer



Conforstrap 21cm & 26 cm			
Varenummer		Taljemål	Størrelse
21cm	26cm		
82-0233-1	82-0234-1	56 – 68cm	XS
82-0233-2	82-0234-2	68 – 82cm	S
82-0233-3	82-0234-3	82 – 98cm	M
82-0233-4	82-0234-4	98 – 116cm	L
82-0233-5	82-0234-5	116 – 136cm	XL