


GenuForce® GenuForce® Plus



Anatomisk
konturtilpasset
knæpude af silikone



Fleksible bilaterale
stivere

Optimal anvendelse

Elastisk strikket knæbandage med knæskalspude. GenuForce® bandagens anatomisk formede knæpude beskytter og støtter knæskallen, mens de fleksible bilaterale sidestivere aflaster og stabiliserer knæleddet.

Indikationer: • Støtte og kompression efter akut og kronisk knæskade samt mild knæartrose • Patellofemoral smerte (knæ smerter) • Mild knæinstabilitet • Forebyggelse af skader

Fordele og egenskaber

- Proprioceptiv og neuromuskulær stimulering vha. kompression
- Anatomisk formet knæpude af silikone, der giver øget patellastabilitet, har en massageeffekt og forbedrer proprioception
- Fleksible bilaterale sidestivere, der giver medial og lateral støtte
- Anatomisk formet knæpude af silikone
- Fleksible bilaterale sidestivere

Bestillingsinformationer



GenuForce®			
Varenummer	Omkreds lår	Omkreds læg	Størrelse
82-1750-1	37 – 40 cm	25 – 28 cm	XS
82-1750-2	40 – 43 cm	28 – 31 cm	S
82-1750-3	43 – 46 cm	31 – 34 cm	M
82-1750-4	46 – 49 cm	34 – 37 cm	L
82-1750-5	49 – 52 cm	37 – 40 cm	XL
82-1750-6	52 – 55 cm	40 – 43 cm	XXL
82-1750-7	55 – 58 cm	43 – 46 cm	XXXL

GenuForce® Plus			
Varenummer	Omkreds lår	Omkreds læg	Størrelse
82-1751-5	52 – 55 cm	37 – 40 cm	5+
82-1751-6	55 – 58 cm	40 – 43 cm	6+
82-1751-7	58 – 62 cm	43 – 46 cm	7+
82-1751-8	62 – 65 cm	46 – 49 cm	8+