



AirSport™

Optimal anvendelse

Designet til atleter og patienter med kronisk forstuvning af anklen. Med påviselig Air-Stirrup-støtte og ATF-tværestrop (ATF = anterior talo-fibular), som stabiliserer anklen. Integreret forfods- og skinnebendsomslag som støtter. Automatisk justering af hælbredden gør den let at tage på. Imprægneret stof for øget holdbarhed.

Bestillingsinformationer



AirSport™			
Varenummer			
Venstre	Højre	Skostørrelse	Størrelse
81-02MXSL	81-02MXSR	30 - 34	XS
81-02MSL	81-02MSR	35 - 38	S
81-02MML	81-02MMR	39 - 42	M
81-02MLL	81-02MLR	43 - 47	L
81-02MXLL	81-02MXLR	>47	XL