



## Stabilizing Speed Pro Ankle Brace

### Optimal anvendelse

Den nye Stabilizing Speed Pro-ankelskinne reducerer risikoen for ankel-skade med 61%\*. Har et konturdesign der er lavet i ru ballistisk nylon, har forstærkede øjer, en 7,5 cm periferisk kompressionsstrop og aftagelige leddelte stivere. Stabilizing Speed Pro-skinnen giver overbevisende beskyttelse til idrætsudøvernes udsatte ankler. Foruden alle fordelene ved Stabilizing Pro har den nye Stabilizing Speed Pro-skinne et "hurtigt-snørrende" system der gør den fantastisk nem og hurtigt at tage på.

\*Source: McGuine T.A., Brooks A. Am J Sports Med. 2011 "The Effect of Lace-up Ankle Braces on Injury Rates in High School Football Players."

### Fordele og egenskaber

- Periferisk 7,5 cm elastisk strop
- Yder kompression og stabilitet til tibia/fibula
- Holder alle forbindinger sikkert på plads
- Uelastiske 8-tals-stropper låser hælbenet og yder ideel inversions/eversionskontrol
- Aftagelige mediale/laterale stivere giver yderligere støtte og stabilitet uden at forringe komforten
- Behagelig pasform ved brug sammen med sports- eller gadesko
- Ru materiale til krævende sportsfolk
- Leverer komfort, ydeevne og slidstyrke

### Bestillingsinformationer

Stabilizing Speed Pro Ankle Brace		
Varenummer	Farve	Størrelse
11-3235-x-06000	Sort	XXS-XXXL



Kode	Hælmål med strømpe	Størrelse
x=0	23-25cm	XXS
x=1	25-28cm	XS
x=2	28-30,5cm	S
x=3	30,5-33cm	M
x=4	33-36cm	L
x=5	36-38cm	XL
x=6	38-41cm	XXL
x=7	41-43cm	XXXL