



AirSelect™ Elite

Optimal anvendelse

Airselect Elite er den mest avancerede model med fire luftceller, hvoraf tre er individuelt justerbare, hvilket giver en enestående stabilitet og pasform. Det patenterede Duplex-system** reducerer ødemer tre gange hurtigere end almindelige walkers og fremmer helingsprocessen. Denne model passer til de fleste indikationer fra frakturer til alvorlige distorsioner og senerupturer.

Fordele og egenskaber

- Specifikt udformet til stabile frakturer i underekstremiteter, fod og ankel; svære fodledsforstuvninger og postoperativ brug. Klinisk dokumenteret effektiv ved heling af frakturer og reducere af ødemer.
- Duplex Technology**. Overlappende posteriore og distale Duplex-luftceller giver intermitterende kompression, hvilket reducerer ødemet tre gange så hurtigt.
- Fire individuelle luftceller hvoraf tre kan tilpasses, for at give et optimalt luftryk og mest mulig stabilitet.
- Omsluttende tåbeskytter der yder en god beskyttelse.

Bestillingsinformationer

AirSelect™ Elite		
Varenummer	Skostørrelse	Størrelse
01EP-XS	< 35,5	XS
01EP-S	35,5 – 39,5	S
01EP-M	39,5 – 43	M
01EP-L	43 – 47	L
01EP-XL	> 47	XL

