



Hand Based Ulnar Gutter Brace

Optimal anvendelse

Hand Based Ulnar Gutter Brace benyttes til stabilisering af frakturer på 4. og/eller 5. metacarpaler eller phalanges. Denne formstøbte ortose er designet således, at den opnåede pasform og støtte er langt bedre end ved brug af gips, fiberglas eller færdiglavede skinner. Den ulnare gutter-del af Hand Based Ulnar Gutter Brace gør det muligt for plejepersonalet at opnå 70° fleksion eller derover i 4. og 5. fingers MCP-led.

Bestillingsinformationer

Hand Based Ulnar Gutter Brace		
Varenummer		
Venstre	Højre	Størrelse
125-31-1111	125-32-1111	XS
125-41-1111	125-42-1111	S
125-51-1111	125-52-1111	M
125-61-1111	125-62-1111	L
125-71-1111	125-72-1111	XL

Fås kun i sort.



Størrelse	Mål
XS	18,5 – 20 cm
S	20 – 23 cm
M	23 – 25,5 cm
L	25,5 – 28 cm
XL	> 28 cm

Størrelsesoversigt

Exos' måletape vikles rundt om håndfladen for at måle størrelsen.

