



CarpaForm™

Optimal anvendelse

- Funktionel håndledsortose til karpaltunnelsyndrom
- Karpaltunnelsyndrom
- Tendinopati, tenosynovitis

Fordele og egenskaber

- Ergonomisk ultra-letvægtsdesign
- Understøttende "ydre skelet"-design giver dekompression af karpalnerven (medianusnerven)
- Formbar aluminiumsstruktur giver individuelt tilpasset støtte
- Støtter håndleddet i neutral position og kan anvendes om natten
- Kan kun anvendes til enten højre eller venstre hånd
- Let og enkel at justere og tilpasse
- Fås i tre størrelser

Bestillingsinformation



CarpaForm™			
Varenummer		Håndledsomkreds	Størrelse
Højre	Venstre		
82-96232	82-96222	13 - 16,5 cm	S
82-96233	82-96223	16,5 - 19,5 cm	M
82-96234	82-96224	19,5 - 25 cm	L