

DONJOY®



Porostrap

Optimal anvendelse

Lumbal support ved akut eller subakut lændesmerte, lumbal iskias.

Patientprofil: • Stillesiddende • Ideel til tilbagevenden til daglige aktiviteter efter lændesmerter (LBP).

Fordele og egenskaber

- Letvægtsrygstøtte med lav profil
- Åndbart netstof for optimal komfort
- 4 fleksible dorsale stivere, 2 fleksible abdominale stivere
- Bilateral elastisk strop til justering af kompressionsniveau
- Håndløg og fingerløg, så den er nem at tage på
- Dorsal højde: 21 og 26 cm

Bestillingsinformationer



| Porostrap | | | |
|------------|-----------|--------------|-----------|
| Varenummer | | Taljemål | Størrelse |
| 21 cm | 26 cm | | |
| 82-0227-1 | 82-0228-1 | 56 – 68 cm | XS |
| 82-0227-2 | 82-0228-2 | 68 – 82 cm | S |
| 82-0227-3 | 82-0228-3 | 82 – 98 cm | M |
| 82-0227-4 | 82-0228-4 | 98 – 116 cm | L |
| 82-0227-5 | 82-0228-5 | 116 – 136 cm | XL |