

# DONJOY®



## Airstrap


### Optimal anvendelse

Lumbal support ved akut eller subakut lændesmerte, hernierede diskusser, postoperativ brug. **Patientprofil:** • Stillesiddende til moderat aktiv • Dagligdags aktiviteter, fritidsaktiviteter.

### Fordele og egenskaber

- Oppustelig rygstøtte med pumpe til at lukke luften ud eller puste op med
- Luftcellerne har en isolerende og masserende effekt
- Dobbelte bilaterale elastiske stropper til justering af kompressionsniveau
- Frontlukning med 2 fleksible stivere for forøget abdominal støtte
- Håndløg og fingerløg, så den er nem at tage på
- Dorsal højde: 26 cm

### Bestillingsinformationer



Airstrap		
Varenummer	Taljemål	Størrelse
82-0236-1	56 – 68 cm	XS
82-0236-2	68 – 82 cm	S
82-0236-3	82 – 98 cm	M
82-0236-4	98 – 116 cm	L
82-0236-5	116 – 136 cm	XL