



## Posterior Tibia / Fibula Splint

### Optimal anvendelse

Formstøbt aluminiumskinne der er designet til brug i behandling af tibia-/fibula- eller ankelfrakture. Ventilationshuller sørger for luftcirkulation og bidrager til patientens komfort. Ideel ved transvers fraktur af tibia/fibula; ankelfrakture.

### Bestillingsinformationer

Posterior Tibia / Fibula Splint				
Varenummer	Beskrivelse	Længde	Bredde	Størrelse
79-72283	Padded	28cm	18cm	S
79-72285	Padded	34cm	20cm	M
79-72287	Padded	40,5cm	24cm	L