



Tibial Fracture Brace

Optimal anvendelse

Skumforet og præformet patellasnebærende skinne i Sarmiento-stil giver den intime kontakt, der behøves for effektiv støtte af tibiafrakturer. En bi-lateral, lodret fodkomponent tilføjer medial/lateral støtte og forhindrer distal skridning. Hver skinne leveres komplet med to (2) stockinetter i dobbelt tykkelse. Mål længde fra den øverste grænse af patella til mellemniveau for malleoli.

Bestillingsinformationer



Tibial Fracture Brace			
Varenummer	Læg- omkr.	Længde	Størrelse
79-97703	Højre 28 – 33 cm	38 – 42 cm	S
79-97704	Højre 33 – 38 cm	46 – 51 cm	M/lang
79-97705	Højre 33 – 38 cm	42 – 47 cm	M
79-97707	Højre 38 – 46 cm	46 – 51 cm	L
79-97706	Højre 38 – 46 cm	49,5 – 54,5 cm	L/lang
79-97693	Venstre 28 – 33 cm	38 – 42 cm	S
79-97694	Venstre 33 – 38 cm	46 – 51 cm	M/lang
79-97695	Venstre 33 – 38 cm	42 – 47 cm	M
79-97697	Venstre 38 – 46 cm	46 – 51 cm	L
79-97696	Venstre 38 – 46 cm	49,5 – 54,5 cm	L/lang