

DONJOY®



FullForce™

Optimal anvendelse

DonJoy FullForce™ har mange innovative designfunktioner, der bruges i sortimentets førende Defiance-modeller. DonJoy Fullforce har en lavprofil design og den let og smidig. Inderlårsrammens tværslitsdesign med let lavprofil, og som er nem at have på, giver ekstra komfort. Ideelt til aktive personer, lette sportsgrene og hverdagsaktiviteter. FullForce™ inkorporerer DonJoys patenterede 4-Points-of-Leverage design samt Fourcepoint hængselteknologien med lavprofil, som gør den egnet til ACL-instabiliteter.

Fordele og egenskaber

- Klinisk afprøvet 4-Points-of-Leverage™ design og FourcePoint™ hængselteknologi, der optimerer ACL-beskyttelse
- Ekstra stærk aluminiumsramme, som reducerer skinnens vægt og forbedrer komfort
- Formbar ramme for brugerdefineret tilpasning
- Lavprofil-design gør den rar at have under tøj
- Indvendigt monterede, svingbare remhjul som hjælper med at fremme benet bevægelser
- Swooping lårmanchet til inderlårclearance og bilateral anvendelse
- Kulfiber-finish

Bestillingsinformationer



| FullForce™ | | |
|------------|--------------------|---------|
| Varenummer | Ligament | Ben |
| 11-3220-x | ACL, Short calf | Højre |
| 11-3221-x | ACL, Short calf | Venstre |
| 11-0258-x | ACL, Standard calf | Højre |
| 11-0259-x | ACL, Standard calf | Venstre |
| 11-3222-x | CI Short calf | Højre |
| 11-3223-x | CI Short calf | Venstre |
| 11-0264-x | CI Standard calf | Højre |
| 11-0265-x | CI Standard calf | Venstre |

Der er 2,5cm forskel på læg længden mellem en kort og en standard skinne.