



Tru-Pull® Advanced System

Optimal anvendelse

Denne knæbandage er designet til at give patienter en dynamisk, komfortabel og nem måde til effektivt at reducere patellofemorale smerter. Effekten opnås ved hjælp af det elastiske træk som skubber knæskallen indad og forbedrer sporing af knæskallen. Den kan også fås med polycentrisk aluminiumshængsel for medial/lateral støtte og hyperekstensionskontrol. Lavet af åndbart materiale. Anvendelse: patellofemoral dysfunktion, subluxation/dislokation, maltracking, patella tendonitis.

Bestillingssinformationer



Tru-Pull® Advanced System		
Varenummer	Beskrivelse	Ben
11-1292-x	Tru-Pull® w/pop	Højre
11-1293-x	Tru-Pull® w/pop	Venstre

Kode	Omkreds	Størrelse
x=1	33 – 39 cm	XS
x=2	39 – 47 cm	S
x=3	47 – 53 cm	M
x=4	53 – 60 cm	L
x=5	60 – 67 cm	XL
x=6	67 – 75 cm	XXL
x=7	75 – 81 cm	XXXL