



PateLax™

Optimal anvendelse

Ved hjælp af indbyggede fleksible bilaterale stivere, en konturtilpasset knæpude og en justerbar patellastrop yder DonJoy PateLax™ beskyttelse af og støtte til knæskallen samt aflastning og stabilisering af knæledet.

- Giver støtte og kompression efter skader på patellasenen
- Proprioceptiv og neuromuskulær stimulering via kompression
- Overbelastningsskader som fx Osgood-Schlatter sygdom
- Patellofemorale smerter (knæsmarter)
- Patellar tendinitis
- Patellar fejlspring

Fordele og egenskaber

Anatomisk 3D-strikdesign for at give effektiv og målrettet kompression (20-36 mmHg). Åndbar og elastisk blød strik for forbedret komfort under brug. Patellastrop med pude medvirker til at lindre spændinger i patellasenen. Bånd i silikonecoated nonslip-materiale giver et ekstra sikkert hold under belastning.

- Passer til både venstre og højre knæ
- Indeholder ikke naturlatex
- Rengøringsvenlig, maskinvaskbar.

Bestillingsinformation



PateLax™		
Varenummer	Omkreds	Størrelse
82-0731-1	35-38 cm	1
82-0731-2	39-42 cm	2
82-0731-3	43-46 cm	3
82-0731-4	47-49 cm	4
82-0731-5	50-53 cm	5
82-0731-6	54-57 cm	6
82-0731-7	58-61 cm	7