



Immoscap II


Optimal anvendelse

Indikationer: • Øvre ekstremitet, postoperativ eller posttraumatisk støtte og immobilisering • Humerusfrakturer, kravebensfrakturer • Glenohumerale / acromioclaviculære forvridninger, sublaksationer, dislokationer • Rotatorcuff / blødvævsskader, forvridning og forstrækning, behandling (tendinitis og bursitis) • Skulderarthritis (frossen skulder).

Fordele og egenskaber

- Shoulder Immobilizer i reversibelt design i 1 stykke.
- Kan bruges til både venstre og højre skulder.
- Forbedret anatomisk form over skulderen giver bedre pasform.
- Mere enkel og intuitiv påsætning og forbedrede materialer, lettere, mere åndbart tekstil.
- Wraparound-design.
- Skuldermanchet – tæt pasform omkring skulderleddet for at holde leddet i den korrekte position. Hjælper med at forhindre skulderrotation og undgå cervikalt tryk.
- Torso-strop – giver sikker immobilisering af albueleddet og underarmen mod kroppen.

Bestillingsinformationer



Immoscap II		
Varenummer	Brystkasse omkreds	Størrelse
82-0018-1	< 90 cm	XS
82-0018-2	91 - 110 cm	S
82-0018-3	101 - 111 cm	M
82-0018-4	111 - 112 cm	L
82-0018-5	121 - 113 cm	XL
82-0018-6	> 130 cm	XXL