

enovis™

AIRCAST®

HALLUX VALGUS

LÍNEA PODOLÓGICA



Deformidades en los pies: un problema con solución.

El Hallux Valgus, o juanete, es una de las deformidades más comunes del pie, especialmente en las mujeres. Debido a su tejido conectivo más débil, el primer dedo del pie puede desalinearse, provocando una desagradable y dolorosa protuberancia en el pie.

El Hallux Valgus generalmente se desarrolla como resultado de años de disfunción en el apoyo de la planta del pie al caminar, la malformación dolorosa más común del pie. Esto hace que el primer y segundo metatarsiano se separen, conllevando a una carga incorrecta del pie. La desalineación del primer dedo a menudo aumenta con el tiempo debido al cambio de tensión causado por el pie plano y el cambio de tracción del tendón. En casos graves, la desalineación del primer dedo también puede afectar a la estructura ósea del pie y provocar una desalineación del segundo y tercer dedo.

Además de su desagradable apariencia,, la deformidad de los dedos de los pies genera problemas a la hora de elegir el calzado y también provoca dolorosos puntos de presión e inflamación. Sin una acción correctiva, puede llegar a provocar una pérdida de confianza y una reducción de la actividad diaria.



Presentamos el nuevo estándar en el cuidado de los pies.

Durante generaciones, nuestros productos Aircast® han brindado a los pacientes soluciones innovadoras de atención médica. Ahora es el momento de presentar la nueva gama para el cuidado de los pies con la incorporación de esta línea integral de Hallux Valgus y otros productos de protección podológica.

Diseñados para abordar una variedad de trastornos de los pies ayudan a proporcionar a los pacientes corrección, protección y alivio del dolor.

Descubre la innovadora familia de productos para recuperar el bienestar de volver a caminar sin dolor.

ActyToe™
Férula articulada



ActyToe™ Night
Férula rígida



ActyToe™ Lift
Cincha metatarsal con almohadilla



SofToes™

Almohadilla subdigital



Almohadilla para el antepié



Almohadilla para el antepié con anilla



Separador de dedos



Dedil



Separador del primer dedo



Protector quinto dedo



Protector tubular



Protector de Hallux Valgus



ACTYTOE™

Férula articulada para aliviar el dolor del Hallux valgus, ayudar en su corrección nocturna y durante la marcha



Indicaciones/uso recomendado para:

- Alivio del dolor en pacientes con Hallux Valgus sintomático (juanete)
- Mal posicionamiento, leve o moderado, del primer dedo del pie
- Mantener la posición después de la cirugía de Hallux Valgus (juanete)

Características

- Diseño ligero
- Clip de bloqueo para la inmovilización de la férula (flexión dorsal y plantar de 0° y 30°)
- Almohadilla de espuma viscoelástica
- Ángulo de corrección ajustable (0° y 10°)
- Cinchas ajustables, finas y suaves
- Férula anatómicamente contorneada
- Materiales ligeros y transpirables
- Para uso de día y de noche
- Adecuado para caminar
- Disponible en 3 tallas (S, M, L)
- Modelo bilateral
- Puede usarse con calzado ancho
- No contiene látex

Información para pedidos

Referencias	Tallas calzado	Tallas
82-04S	< 36	S
82-04M	35 - 42	M
82-04L	41 - 46	L

Características y beneficios

Disponible en 3 tallas

Para un ajuste óptimo

Cincha ajustable en la parte media del pie


Para apoyar el arco transversal y ayudar a estabilizar el medio pie

Férula articulada

Facilita el movimiento sin dolor del primer dedo del pie

Cincha ajustable para el primer dedo

Ayuda a corregir suavemente la desalineación del primer dedo del pie




Pieza del primer dedo ajustable

- Ofrece una corrección leve en 2 ángulos (0° o 10°) para ayudar en diferentes grados de deformación
- Para un ajuste individualizado y una mayor comodidad del paciente

Suave almohadilla de espuma viscoelástica

- Protege la deformidad del Hallux Valgus
- Alivia contra las puntos de presión de la articulación metatarso-falángica



Articulación con posibilidad de bloqueo en flexión dorsal y plantar de 0° o 30°

Adaptación personalizada: 3 posiciones de bloqueo opcionales para sujetar el primer dedo en un ángulo predeterminado, según los requisitos del tratamiento



ACTYTOE™ NIGHT

Férula rígida para aliviar el dolor y ayudar en la corrección del Hallux Valgus durante la noche



Indicaciones/uso recomendado para:

- Alivio del dolor en pacientes con Hallux Valgus sintomático (juanete)
- Mal posicionamiento leve o moderado del primer dedo del pie.
- Mantener la posición después de la cirugía de Hallux Valgus (juanete)

Características

- Diseño de perfil bajo
- Almohadilla de espuma viscoelástica
- Cinchas ajustables, finas y suaves
- Férula anatómicamente contorneada
- Materiales ligeros y transpirables
- Para periodos nocturnos y de descanso
- Disponible en 3 tallas (S, M, L)
- Modelo bilateral
- No contiene látex

Información para pedidos

Referencias	Tallas calzado	Tallas
82-05S	< 36	S
82-05M	35 - 42	M
82-05L	41 - 46	L

Características y beneficios

Cincha ajustable en la parte media del pie

Para apoyar el arco transversal y ayudar a estabilizar el medio pie

Disponible en 3 tallas

Para un ajuste óptimo

Cincha ajustable para el primer dedo

Ayuda a corregir suavemente la desalineación del primer dedo del pie




Férula rígida

Para inmovilización y soporte durante la noche y durante el descanso

Suave almohadilla de espuma viscoelástica

- Protege la deformidad del Hallux Valgus
- Alivia contra las puntos de presión de la articulación metatarso-falángica





ACTYTOE™ LIFT

Cinta metatarsal con almohadilla para alivio del dolor del Hallux Valgus, pie plano y dar soporte al arco transversal del pie

Indicaciones/uso recomendado

Diseñada para levantar el arco plantar y aliviar el dolor en afecciones como:

- Hallux Valgus
- Pie plano
- Metatarsalgia

Características

- Diseño ligero
- Cincha ajustable con cierre de velcro
- Almohadilla acolchada para dar soporte al arco
- Talla universal
- Modelo bilateral
- Se puede usar con calzado
- No contiene látex

Información para pedidos

Referencia	Talla
82-06	Universal

Características y beneficios

Cincha ajustable

- Proporciona una sujeción óptima y un apoyo eficaz para ayudar a aliviar el dolor
- Fácil aplicación y ajuste

Material suave y discreto

Ayudan a maximizar la comodidad del paciente



Diseño ligero

Permite calzarse sin problemas

Almohadilla de soporte para el arco plantar

Levanta el arco transversal y estabiliza el medio pie para aliviar la presión



SOFTOES™

Recupera el placer del movimiento.

La innovadora gama Aircast® SoftToes™ ofrece una solución que se adapta perfectamente a cada necesidad.

Estas almohadillas ergonómicas proporcionan protección, suave comodidad y un soporte seguro. Su sutil aroma de mentol ayuda a mantener un olor fresco durante su uso.

Beneficios y características generales

- Aroma ligero de mentol para mantener un olor fresco
- Tacto suave para mayor comodidad
- Resistente, fácil de limpiar y reutilizable
- Materiales ligeros, respetuosos con la piel, hipoalergénicos, sin PVC ni látex
- Se suministra recubierto de talco en polvo para una mejor aplicación y mayor comodidad
- Talla universal



Almohadilla subdigital

Indicaciones/uso recomendado

- Ayuda a aliviar el dolor en la zona de los dedos
- Ayuda a reducir la presión sobre los dedos de los pies y la cabeza de los metatarsianos
- Ayuda a mantener los dedos de los pies en buena posición (dedos en garra/martillo,...)

Información de pedidos

Referencia	Contenido	Talla
82-10-01	1 par (izquierdo y derecho)	Universal



Almohadilla para el antepié

Indicaciones/uso recomendado

- Ayuda a proteger y aliviar la presión en la zona del antepié
- También puede servir como punto de apoyo antideslizante

Información de pedidos

Referencia	Contenido	Talla
82-10-02	1 par (izquierdo y derecho)	Universal



Almohadilla para el antepié con anilla

Indicaciones/uso recomendado

- Ayuda a proteger y aliviar la presión en la zona del antepié
- Proporciona amortiguación y comodidad a las cabezas metatarsales
- Con anilla de sujeción para evitar deslizamientos

Información de pedidos

Referencia	Contenido	Talla
82-10-03	1 par (izquierdo o derecho)	Universal



Separador de dedos

Indicaciones/uso recomendado

- Reduce la fricción y la presión entre los dedos de los pies y ayuda a prevenir ampollas, callos y rozaduras de uñas
- Ayuda a separar los dedos de los pies dislocados
- Ayuda a prevenir el dolor causado por la presión o el roce, la irritación de la piel y los callos entre los dedos

Información de pedidos

Referencia	Contenido	Talla
82-10-04	2 unidades	Universal



Dedil

Indicaciones/uso recomendado

- Ayuda a prevenir el dolor de los puntos de presión
- Ayuda a aliviar la presión y la fricción, evitando la aparición de rozaduras

Información de pedidos

Referencia	Contenidos	Talla
82-10-05	2 unidades	Universal



Separador de primer dedo

Indicaciones/uso recomendado

- Separa el primer y segundo dedos del pie subluxados o superpuestos
- Ayuda a prevenir el dolor causado por la presión o el roce, la irritación de la piel y los callos entre el primer y segundo dedo
- Ayuda a aliviar el dolor y la incomodidad del Hallux Valgus
- Ayuda a limitar la desviación del primer dedo del pie (Hallux Valgus) mejorando su alineación

Información de pedidos

Referencia	Contenido	Talla
82-10-06	2 unidades	Universal



Protector del quinto dedo

Indicaciones/uso recomendado

- Ayuda a aliviar el dolor en caso de problemas del quinto dedo del pie, Quintus Valgus (juanete de sastre)
- Ayuda a proteger la presión, fricción e irritación
- Ayuda a prevenir durezas y callosidades, dolor e inflamación de la piel

Información de pedidos

Referencia	Contenido	Talla
82-10-07	1 unidad	Universal



Protector tubular

Indicaciones/uso recomendado

- Ayuda a prevenir el dolor de los puntos de presión
- Ayuda a aliviar la presión y la fricción
- Ayuda a prevenir la formación de callos

Información de pedidos

Referencia	Contenido	Talla
82-10-08	2 unidades	Universal



Protector de Hallux Valgus

Indicaciones/uso recomendado

- Separa el primer y segundo dedos del pie subluxados o superpuestos
- Ayuda a prevenir el dolor causado por la presión o el roce, la irritación de la piel y los callos entre el primer y el segundo dedo
- Ayuda a limitar la desviación del primer dedo (Hallux Valgus) mejorando su alineación

Información de pedido

Referencia	Contenido	Talla
82-10-09	1 unidad	Universal



AIRCAST®

enovis™

Creating Better Together™

enovis.es

Ctra. de Esplugues, 225 2° C 08940 Cornellà de Llobregat - BARCELONA

Los resultados individuales pueden variar. Ni Enovis, DJO LLC ni ninguna de sus subsidiarias brindan asesoramiento médico. El contenido de este folleto no constituye asesoramiento médico, legal ni de ningún otro tipo. Más bien, consulte a su profesional de la salud para obtener información sobre los cursos de tratamiento, si los hay, que pueden ser apropiados para usted.

MKT-000-00010485-ES - Rev C

Copyright © 2025 DJO, LLC, a subsidiary of Enovis Corporation